


- Giri frese da 50 a 200 g/min
- Torque inserimento 20-30
 - Torque serraggio 70-80
 - Torque serraggio vite definitiva 25


I suggerimenti relativi all'utilizzo dei diversi impianti nei siti è puramente indicativo. La scelta finale spetta al clinico in base allo spessore e durezza dell'osso.

Frese Physioplant




TORQUE 4


Piattaforma protesica da Ø 4mm




EXA 3.4



EXA 4



EXA 4.7*



*Controindicato per osso D1